

서울대병원 의학생명연구센터 전산실

설치 가이드

목차

0

배포자료

1

초기 설치

2

배포파일 설치

3

실행

4

재설치

5


출력물 오류 설정

※ CRIS 설치버전 배포자료 다운로드


-

※ CRIS 설치버전 배포자료.zip

- CRIS 시스템 설치가이드.pptx
- AdobeAIRInstaller.exe
- larsAirVer.air
- snuhAir.p12




1. 해당 **AdobeAIRInstaller.exe** 파일을 클릭하여 설치 진행




※ 설치 완료가되면 노란박스 파일이 [1-3.초기 설치] 박스형 이미지로 변경 됩니다

1-1 초기 설치




1-1. 이미 설치가 되어 있을경우 **중복설치가 되지 않습니다**

1-2 초기 설치




2. 해당 창이 열리면, **동의함** 버튼을 클릭




3. 설치가 끝나면, **완료** 버튼을 클릭

1-3 초기 설치



4. 배포파일 **larsAirVer.air**이 설치 가능한 상태

배포파일 설치




1. 배포파일 **larsAirVer.air** 을 더블클릭하여 설치를 진행




2. 해당 창이 열리면, **설치** 버튼을 클릭

2-1 배포파일 설치



3. 바탕화면에 바로 가기 아이콘 추가를 선택하고, 파일의 설치 위치를 확인 후, 계속 버튼을 클릭



4. 설치가 끝나면, 완료 버튼을 클릭

2-2 배포파일 설치


5. 바탕화면에 실행파일 larsAirVer 이 생성된 것을 확인



※ [2-1.배포파일 설치] 에서 바탕 화면에바로가기 아이콘 추가 를 **체크 하지 않았을경우** [2-3.배포파일 설치] 참조

2-3 배포파일 설치

[2-1.배포파일 설치] 에서 ①바탕 화면에바로가기 아이콘 추가
를 체크 하지 않았을 경우 ②설치위치
에 지정된 경로에서 경로에서 **[larsAirVer]** 폴더 안에 실행파일 존
재함




The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to "내 PC > Windows (C:) > Program Files (x86) > larsAirVer". The file list below shows the following items:

이름	수정한 날짜	유형	크기
META-INF	2020-10-23 오후 2:38	파일 폴더	
larsAirVer.exe	2020-10-23 오후 2:35	응용 프로그램	86KB
larsAirVer.swf	2020-10-23 오후 2:38	SWF 파일	404KB
mimetypes	2020-10-23 오후 2:38	파일	1KB



1. 실행파일 **larsAirVer** 을 더블클릭으로 실행







2. 빈 화면 으로 아무 변화가 없을 경우

3-1 실행



3. 옆의 화면과 같은 창이 뜨면 해당 창을 닫아주시기 바랍니다.

3-2 실행

제 목	CRIS 설치버전 배포자료(2021012)			의생명연구원	
작성자	김수경	등록일	2021/01/12	조회수	3366
첨부파일	1. CRIS 설치버전 배포자료(2021012).zip  2. rdocx50_pro.zip  3. 출력을 설정.pdf  4. flashplayer18_0r0_352_win (3).zip 				


1. CRIS 설치버전 배포자료의 ZIP 다운로드
2. 다운로드 받은 ZIP 파일 압축해제
3. CRIS 시스템 설치가이드를 참조하여 실행
4. 설치중 플래시플레이어의 설치가 안되시는 분께서는 flashplayer18_0r0_352_win (3)파일을 압축해제 후 설치해주세요

* AdobeAIRInstaller 파일을 설치하시면 됩니다.

(설치시 설치가이드를 꼭 참고하여 주시기 바랍니다.)


4. bri.snuh.org 사이트의 서식자료실에서
Flash Player 압축파일 다운로드 클릭
(다운로드 후 압축을 푸신 후 설치해주세요)

3-3 실행



5. 프로그램 추가/제거를 실행하여 주시기 바랍니다.


3-3 실행



6. **Adobe**를 검색하셔서 **Adobe Flash Player**의 단어가 들어간 **프로그램을 제거**하여 주시기 바랍니다. (없다면 제거하지 않으셔도 됩니다.)

3-4 실행


7. 3-2 페이지에서 다운로드를 받은 flashplayer18_0r0_352_win (3) 파일의 압축풀기.
8. flashplayer18_0r0_352_win 파일 설치.



9. 체크박스에 체크해주시고 설치를 눌러주세요.


3-5 실행

7. 3-2 페이지에서 다운로드를 받은 flashplayer18_0r0_352_win (3) 파일의 압축풀기.
8. flashplayer18_0r0_352_win 파일 설치.



9. **업데이트 확인 안 함**을 꼭! 선택하여 주신 후 완료버튼 클릭.

3-6 실행




10. 바탕화면의 larsAirVer을 클릭하여 , 정상 작동을 확인



※ 앞의 모든 과정을 수행 한 후, 프로그램의 정상 동작이 불가능 할 때, 프로그램을 삭제 하는 방법을 기술※

1. 컴퓨터 하단의 검색 창 에서 '프로그램' 을 입력하여, 프로그램 추가/제거 를 선택

4-1 재설치



2. 앱 및 기능에서,
검색창에 'iars' 를 입력하여,
사진과 같이 iarsAirVer 가 보이면
정상적으로 설치가 완료

3. 삭제 및 재설치를 할 경우,
제거 버튼을 클릭하여 삭제 후,
[2.배포파일 설치] 부터 다시 수행


출력물 오류설정



※ 크리스 프로그램 실행 중, 출력물이 정상적으로 나타나지 않을 경우, 기본 인터넷 브라우저를 변경하는 방법을 기술※


1. 컴퓨터 하단의 검색 창 에서 '기본 앱' 을 입력하여, 기본 앱을 선택

5-1 출력물 오류설정




2. 기본 앱 에서,
우측 하단의 웹 브라우저를 클릭

5-2 출력물 오류설정




3. 웹 브라우저 선택 후,
앱 선택에서 **Internet Explorer** 선택

5-3 출력물 오류설정



1. **Internet Explorer** 아이콘에서 오른쪽 커서를 클릭
2. **Internet Explorer** 에서 오른쪽 커서를 클릭
3. 속성 클릭

5-3 출력물 오류설정



1. 고급 클릭
2. 관리자 권한으로 실행에서 체크
3. 확인 클릭
4. 확인 클릭